

Prothera Fastline Covid 19 AG Naso



Khayrós
Diagnóstica



NASAL



NASOFARÍNGEA

ou

Flexibilidade
de amostra



1. Coloque o Swab
na solução extratora



2. Adicione a
solução no cassete



3. Faça a leitura do
resultado

O **PROTHERA FASTLINE COVID-19 AG NASO** é um teste diagnóstico in vitro qualitativo para detecção do antígeno da proteína do nucleocapsídeo (proteína N) do **SARS-CoV-2** em amostras nasais e nasofaríngeas de pacientes com sintomas clínicos de infecção por **SARS-CoV-2** ou pacientes assintomáticos que tiveram contato com pessoas infectadas.

- ✓ resultado rápido em 15 minutos
- ✓ altamente específico (99,9%)
- ✓ fácil execução
- ✓ não necessita de equipamento

Registro Anvisa
MS 80105220116



CONTEÚDO DO KIT



☎ 0800 000 1079

📞 19 9 9988-6497

Rua Biazo Vicentim, 350/360
CEP 13614-330 · Leme · SP